

**Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu.
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.**

CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ ET DE RELEVAGE



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



Boucle 50 mm auto-centreuse
L'intérieur est en enduction de
polyuréthane antidérapant

Composition

Jersey coton polyester doublé de mousse polyuréthane
Enduction de polyuréthane sur jersey de polyester
Sangles 100 % polyester
Boucle nylon

Objectif :

- Préserve le soignant des mauvaises postures au cours des transferts manuels.


à n'utiliser que pour l'usage indiqué :

• AIDE À LA MARCHÉ :

- Cette ceinture s'utilise sur le patient pour un maintien en toute sécurité.

• RELEVAGE :

- Elle s'utilise autour de la taille du patient pour servir de point de préhension au soignant.



CADM2-PF