

FLÉAUX

Comparatif

| | FLÉAU PLAT 2 POINTS (Non utilisé par NAUSICAA Médical) | FLÉAU PARABOLIQUE SIMPLE 2 ou 4 POINTS | FLÉAU PLAT ÉCARTEUR 4 POINTS (Non utilisé par NAUSICAA Médical) | FLÉAU PARABOLIQUE ÉCARTEUR 4 POINTS |
|----------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| AVANTAGES | <ul style="list-style-type: none"> - Pour les patients de petite taille - Effet enveloppant - Sangle rapide à installer | <ul style="list-style-type: none"> - Pour les patients de petite taille - Effet enveloppant - Sangle rapide à installer - Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil - Protection de la tête | <ul style="list-style-type: none"> - Confort patient - Patients forts et/ou de grande taille - Ramassage au sol | <ul style="list-style-type: none"> - Confort patient - Patients forts et/ou de grande taille - Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil - Protection de la tête - Ramassage au sol |
| INCONVÉNIENTS | <ul style="list-style-type: none"> - Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil - Patients forts et/ou de grande taille - Confort patient - Protection de la tête - Ramassage au sol | <ul style="list-style-type: none"> - Patients forts et/ou de grande taille - Confort patient - Ramassage au sol | <ul style="list-style-type: none"> - Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil - Protection de la tête | |
| | ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ ★ |