


**Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu.  
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.**

## MOUFLES DE GLISSE



Pour la manipulation d'un patient, les Moufles de Glisse sont des dispositifs qui facilitent la translation d'un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les risques de maux de dos et les troubles musculosquelettiques aux soignants.

L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE  
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET  
D'UNE FORMATION PAR UN  
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



MDG-PF

v 03.03/2020

# MOUFLES DE GLISSE

Composition  
Chaîne et trame 100 % polyamide  
Enduction silicone 1 face

## DESCRIPTION

- Les transferts manuels du patient font partie intégrante de la journée de travail pour le personnel soignant.
- Pour la manipulation d'un patient, le Drap de Glisse est un dispositif qui facilite la translation latérale et/ou verticale ainsi que le rehaussement d'un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les maux de dos et les troubles musculosquelettiques.
- L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.
- Il est composé d'un tube en polyester de tissu synthétique (polyamide avec enduction polyuréthane traitée silicone), les deux faces de tissu en contact coulissant l'une sur l'autre.

v 03.03/2020



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**