

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES



DÉCROISÉ

TÊTIÈRES (OPTION)

La tèteière à attaches (TAAT-PF) et la tèteière amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en options.




Made in France

SANGLE EN U XXL



- Sangle avec ou sans têteière
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort uniquement* (*Confort = jambières en mousse)

2XL	A	78
	B	65
	C	104
3XL	A	85
	B	67
	C	114
4XL	A	88
	B	67
	C	126



GAMME XXL

RÉFÉRENCES

SUCBAS-PF-2XL 3XL 4XL
(jersey confort)

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

200,00 €

TAAT-PF (tèteière à attaches)
TAMOV-PF (tèteière amovible)

25,00 €

35,00 €