

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :
coutures, des sangles, du tissu.
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.*


SANGLE ACTIV'UP



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ



Composition :
Enduction de polyuréthane sur jersey polyester
Tissu polyamide enduction polyuréthane
Mousse PE 100 kg/m³
Sangle 100 % polyester



ACT-SGL-PF